KERN ORA 2GG

Analoges Refraktometer mit 589 nm LED-Beleuchtung zur präzisen Bestimmung des Brechungsindex von Edel- und Schmucksteinen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 2GG
Modell-Reihe	ORA-G
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761506398
Geplanter Starttermin	2027K -1HJ
Zolltarifnummer	90275000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Refractive index
Skala Bereich	1,30 nD - 1,81 nD

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	131×40×83 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Totalreflexion
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,01 nD

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	270×210×65 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,60 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	918,4 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	90,0032 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	918,4 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Funktionen

Standard

KERN ORA 2GG

Analoges Refraktometer mit 589 nm LED-Beleuchtung zur präzisen Bestimmung des Brechungsindex von Edel- und Schmucksteinen

