KERN ORT 1RS

Brechungsindex-Messung für Apotheken, Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORT 1RS
Modell-Reihe	ORT-1
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Abbe-Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761476240
Vorgängermodell	ORT 1RS-2.025a
Geplanter Starttermin	2026-2HJ
Zolltarifnummer	90275000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Refractive index Brix
Skala Bereich	1,3000 nD - 1,7000 nD 0 % - 95 %

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Tischrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	180×90×240 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
WEEE	Yes
Akku-Typ	Li-Metal
Batteriefach	Intern - im Gehäuse

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung;Totalreflexion
Messung Temp min	20 °C
Mess-Temp max	20 °C
Ablesung	0,0005 nD 0,25 %
Genauigkeit	0,0002 nD 0,1 %

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	380×265×160 mm
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	250 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	160 g

Funktionen

Standard



Option

