# KERN MGD 100K-1

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | MGD 100K-1 |
| Model-Serie | MGD |
| Assortiment | KERN |
| Type de produit | Produits médicaux |
| Groupe de produits | Pèse-personnes |
| Type d'utilisation du produit | Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761202085 |
| Date de début prévue | 2018-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84231090 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Capacité de pesage | 180 kg |
| Lisibilité | 0,1 kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 300×300×19 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Glas |
| Surface de pesée (d) | 300×300 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 300×300 mm |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 300×300×19 mm |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 40 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 2xCR2.032 |
| Temps de fonctionnement | 100 h |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement impossible |
| Linéarité | ± 1 kg |
| Lisibilité | 0,1 kg |
| Répétabilité | 1 kg |
| Unités de pesage | Kg;lb;lb:st |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 5 % |

# KERN MGD 100K-1

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 320×320×32 mm |
| Poids brut | 1,8 kg |
| Poids net | 1,6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Numéro UN | 3091 |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 22 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 432 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 7 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-129 |

## Les fonctions

Standard

