KERN OZM 923

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZM 923
Modell-Reihe	OZM-9
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761218383
Nachfolgemodell	OZP 923
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Objektive	0,7 x - 4,5 x
Beleuchtung	4,5W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Fläche des Ständers	210×260 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	52 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	5,1 mm
Gesichtsfeld max.	32,8 mm
Arbeitsabstand	110 mm
Probenhöhe max	130 mm
Maximale Auflösung	0,0046 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Schuko
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

KERN OZM 923

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	700×520×350 mm
Bruttogewicht	24 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung	
Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	4,5 W
Dimmbar	Auflicht

Funktionen

Standard

