KERN OBE 124T241

Unsere Allround-Durchlichtmikroskope als digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OBE 124T241
Modell-Reihe	OBE-S
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761356788
Vorgängermodell	OBE 104T241
Geplanter Starttermin	2023-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Finite
Tubus	Trinokular
Standard-Objektive	10x;40x;4x
Qualität der Objektive	Achromatisch
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Tubus-Typ	Butterfly
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	Yes
Objektivrevolver-Positionen	4
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Aperturblende	Yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	360×235×540 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100-240V
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar
Schnittstellen	HDMI;MicroSD;USB 2.0;WLAN

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	560×440×330 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung


WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	3 W
Dimmbar	Durchlicht

Funktionen

Standard



Option

