KERN OZL 445

Das günstige und flexible Stereo-Zoom-Mikroskop für Labore, Prüfstellen und Qualitätskontrollen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZL 445
Modell-Reihe	OZL-44
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761170377
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objektive	0,75x - 3,6x
Beleuchtung	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Säule
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	6 mm
Gesichtsfeld max.	28 mm
Arbeitsabstand	86 mm
Probenhöhe max	100 mm
Maximale Auflösung	0,005161 mm
Abmessungen (B×T×H)	230×235×360 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	475×370×300 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	699,72 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	9,52 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	479,57 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	0,35 W
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	1 W

Funktionen

Standard

