KERN 313-03

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	313-03
Modell-Reihe	313-0.2
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761003088
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 100 g
Gehäuse Holz	313-030-100
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	21

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,90 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-302

Funktionen

Standard

KERN 313-03

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS