KERN MPC 300K-1LM

Kompakte Personenwaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPC 300K-1LM
Modell-Reihe	MPC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761206649
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	500×455×120 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	40 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

KERN MPC 300K-1LM

Kompakte Personenwaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	940×555×215 mm
Bruttogewicht	15 kg
Nettogewicht	11 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	200 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	800 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
Medizinische Zulassung 93/42/EWG	No
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	38211

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

