KERN 366-94

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	366-94
Modell-Reihe	366-9
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482081
Vorgängermodell	366-94-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	IN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 kg
Toleranz (OIML)	500 mg

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	140,8451

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×87 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	150 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichung möglich	No

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-641

Funktionen

Standard

KERN 366-94

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

1 DAY

Option

DAkkS