
KERN ADB 600-C3

Flexible Analysenwaage für zuverlässige Routineanwendungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ADB 600-C3
Modell-Reihe	ADB
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761205222
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 ct
Ablesbarkeit	0,001 ct
Reproduzierbarkeit	0,002 ct
Linearität	± 0,004 ct

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	175×175×130 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	230×310×210 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	170×160×110 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK;US
Eingangsspannung	100-265V; 50-60Hz; 2,0A
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,004 ct
Mindestgewicht (USP)	800 mg
Ablesbarkeit	0,001 ct
Empfohlenes Justiergewicht	120 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,002 ct
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Tara-Bereich	600 ct
Anwärmzeit	4 h
Wägesystem	Kraftkompensation

KERN ADB 600-C3

Flexible Analysenwaage für zuverlässige Routineanwendungen

Wägeeinheiten	Ct;g;lb;oz
Karat - maximale Kapazität	600 ct
Karat - Ablesung	0,001 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	401×521×408 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,799 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	29 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g

Funktionen

Standard



Option



Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	120.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-101