KERN 326-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 1 g, Eco-Form, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	326-01
Modell-Reihe	326
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761247222
Vorgängermodell	326-1-218a; 326-1-2.025a; 327-61; 329-1
Geplanter Starttermin	2026-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	0,1 mg
Gehäuse Aluminium	317-010-600
Gehäuse Kunststoff	347-030-400
Gehäuse Holz	317-010-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,1 mg
Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	0,125

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×20 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-431

Funktionen

Standard



Option

