KERN 318-226

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	318-226
Modell-Reihe	318
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223615
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 500 mg
Gehäuse Aluminium	313-010-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	13
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg - 500 mg
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×158×37 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,35 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	80 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-350

Funktionen

Standard

KERN 318-226

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS