KERN OZM 547

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? Têtes de microscopes binoculaires



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZM 547
Model-Serie	OZB-M
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761183612
Modèle successeur	OZP 152
Date de début prévue	2015-2HJ
Numéro de tarif douanier	90119000
Statut du modèle	Oui
Pays d'origine	CN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Oculaire HSWF 10x / Ø 23 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Objectives	0,7x - 4,5x

Données techniques - Construction	
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Oui
Distance oculaire (max)	76 mm
Distance oculaire (min)	52 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Visual field min	32,8 mm
Visual field max	5,1 mm
Working distance	110 mm
Sample height max	130 mm
Max resolution	0,0046 mm

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	290×330×220 mm
Poids brut	2,6 kg
Poids net	2,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	262,773 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	8,4256 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	254,874 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

