# KERN 323-05

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 323-05 |
| Modell-Reihe | 323 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761004283 |
| Geplanter Starttermin | 2004-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 mg - 500 g |
| Gehäuse Holz | 313-050-100 |
| Gewichtsset Koffer | Im Holzetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
| Ist Gewichtsset | Yes |
| Anzahl der Gewichte im Set | 24 |
| Art des Gehäuses | Im Holzetui |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 1 mg - 500 g |
| OIML-Klasse | F1 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 230×180×110 mm |
| Bruttogewicht | 3,2 kg |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-404 |

## Funktionen

Standard

# KERN 323-05

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS