KERN 354-06

Gewichtssatz, M2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	354-06
Modell-Reihe	354
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761292369
Vorgängermodell	354-46
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 1 kg
Gehäuse Holz	353-460-200
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	13
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g - 1 kg
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×112 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	4,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-619

Funktionen

Standard

KERN 354-06

Gewichtssatz, M2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS