KERN OZL 963

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZL 963
Modell-Reihe	OZL-9
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761189447
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	4,5W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Universal (Teleskoparm mit Platte)
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,4 mm
Gesichtsfeld max.	28,6 mm
Arbeitsabstand	100 mm
Probenhöhe max	140 mm
Maximale Auflösung	0,0037 mm
Abmessungen (B×T×H)	700×255×600 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Schuko
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	820×420×240 mm
Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	4,5 W
Dimmbar	Auflicht

Funktionen

Standard

