KERN 317-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	317-08
Modell-Reihe	317
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761312562
Vorgängermodell	317-8-2.021a; 317-8-2.022i
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	200 g
Toleranz (OIML)	0,3 mg
Gehäuse Aluminium	317-080-600
Gehäuse Kunststoff	317-080-400
Gehäuse Holz	317-080-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	200 g
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,3 mg
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	25

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×47 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-338

Funktionen

Standard

KERN 317-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS