KERN PBJ 620-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PBJ 620-3M
Modell-Reihe	PBJ
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761206847
Vorgängermodell	PBJ 620-3M-2.017a
Nachfolgemodell	PBJ 600-3M
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,002 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	112×112 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	210×330×70 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	112×112 mm
Wägefläche (d)	112×112 mm
Material Windschutz	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,002 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s

Anwärmzeit	4 h

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×580×255 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,517 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	620.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min)	0,1 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-103

Funktionen

Standard



Option

