
KERN 440-21A

Der Klassiker im Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	440-21A
Modell-Reihe	440
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761068421
Nachfolgemodell	PCB 200-3
Geplanter Starttermin	2005b-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	60 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,003 g
Minimales Stückgewicht	20 mg
Wägefläche (d)	81 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	165×230×80 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff, ableitfähig lackiert
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	81 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	81 mm
Abmessungen Windschutz, innen (Ø×H)	90×40 mm
Abmessungen Windschutz, außen (Ø×H)	106×42 mm
Material Windschutz	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	9 V Block
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz 5A
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	20 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht

Linearität	± 0,003 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×270×220 mm
Bruttogewicht	1,4 kg
Nettogewicht	0,95 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	17 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.206 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	201 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	78 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 mg
Minimales Stückgewicht	20 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

