KERN 347-015

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-015
Modell-Reihe	347-5
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256132
Vorgängermodell	347-415
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	1 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	347-030-400

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,119

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×2 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-631

Funktionen

Standard

KERN 347-015

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht

1 DAY

Option

DAkkS