KERN 326-01

Peso singolo, classe OIML F1, 1 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	326-01
Modello-Serie	326
Assortment	Bilance
Segment	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761247222
Modello precedente	326-1-218a; 326-1-2.025a; 327-61; 329-1
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Valore nominale	1 g
Tolleranza (OIML)	0,1 mg
Cassa in alluminio	317-010-600
Cassa in plastica	347-030-400
Cassa in legno	317-010-100

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Dati tecnici - Sistema di misura	
Valore nominale	1 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	0,1 mg
Densità (kg/m³)	7.960
Volume (cm³)	0,125

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	10×10×20 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	962-431

Funzioni

KERN 326-01

Peso singolo, classe OIML F1, 1 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

Standard

1 DAY

Option

DAkkS