KERN 347-085

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 200 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-085
Modell-Reihe	347-5
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256330
Vorgängermodell	347-485
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	200 g
Toleranz (OIML)	10 mg
Gehäuse Kunststoff	347-090-400

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	23,8095

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×27 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-638

Funktionen

Standard

KERN 347-085

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 200 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Option

