KERN 334-04

Gewichtssatz, F2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	334-04
Modell-Reihe	334-0
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761005914
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 200 g
Gehäuse Holz	353-440-200
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	11

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×98×58 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-417

Funktionen

Standard

KERN 334-04

Gewichtssatz, F2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Option

