KERN MWS 300K-1LM

Plateforme de pesée surbaissée pour chariot-brancard pour un accès aisé



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MWS 300K-1LM
Model-Serie	MWS
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne pour fauteuil roulant
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192881
Modèle prédécesseur	MWS 300K-1LM-2.016a
Modèle successeur	MWN 300K-1LM
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	800×1.200 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	800×1.200 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	1.506×920×68 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	50 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	14 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	45 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg

KERN MWS 300K-1LM

Plateforme de pesée surbaissée pour chariot-brancard pour un accès aisé

Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.650×1.008×123 mm
Poids brut	55 kg
Poids net	42 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	6,5 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	6,5 kg
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Classe de vérification	III

Classe MPG	1m
Code CND	V0399
Code GMDN	15053

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

