KERN 323-06

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	323-06
Modell-Reihe	323
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761004290
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 1 kg
Gehäuse Holz	313-060-100
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	25
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg - 1 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	4,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-405

Funktionen

Standard

KERN 323-06

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Option

