
KERN 308-04

Milligrammgewicht, E1, 10 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	308-04
Modell-Reihe	308
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761253452
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 mg
Toleranz (OIML)	0,003 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-400
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	10 mg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,003 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,0013

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	5×4×2 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	490 mg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-254

Funktionen

Standard

KERN 308-04

Milligrammgewicht, E1, 10 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS