
KERN AD 9051

Schraubspannklemme für labormäßige Zugkraftmessungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	AD 9051
Modell-Reihe	AD
Assortment	Prüf-& Messgeräte
Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Klemmen & Spannzeuge
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761178441
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90278990
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Max. Kraft	5 kN
Max. Breite der Klemme	100 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Aluminium
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	226×145×50 mm

Technische Daten - Messsystem	
Befestigungsgewinde	Außengewinde M12;Gewindebohrung M6

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	226×145×50 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,6 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	Kein Gefahrgut
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	14 d

Funktionen

Standard


1 DAY