KERN MGC 100K-1

Le classique robuste pour la détermination rapide du poids



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MGC 100K-1
Model-Serie	MGC
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personnes
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761202078
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	150 kg
Lecture	1 kg
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	265×210×40 mm

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Surface de pesée (d)	265×210 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	265×210 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	290×425×90 mm
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	8 mm

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement impossible
Linéarité	± 2 kg
Lecture	1 kg
Répétabilité	1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Mechanische Waage

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	470×315×113 mm
Poids brut	3,6 kg
Poids net	3,2 kg

Les fonctions

Standard

