KERN EMS 3000-2

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EMS 3000-2
Model-Serie	EMS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances scolaires
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761133112
Date de début prévue	2013-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,02 g
Linéarité	± 0,05 g
Surface de pesée (d)	175×190 mm
Poids d'ajustement recommandé	3 kg (F2)

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	200×280×65 mm
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	175×190 mm
Weighing surface (d)	175×190 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	40 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,05 g
Lecture	0,01 g
Recommended adjusting weight	3 kg (F2)
Répétabilité	0,02 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	3.000 g
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;g;oz;ozt

KERN EMS 3000-2

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	40 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	310×234×164 mm
Poids brut	2,0 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	637 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	209 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	76 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	150.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

