KERN OZL 464

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZL 464
Modell-Reihe	OZL-46
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761501690
Vorgängermodell	OZL 441; OZL 464-2.025a
Geplanter Starttermin	2027K -1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Säule
Fläche des Ständers	290×240 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,4 mm
Gesichtsfeld max.	28,6 mm
Arbeitsabstand	105 mm
Probenhöhe max	140 mm
Maximale Auflösung	0,0037 mm
Abmessungen (B×T×H)	300×240×420 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	467×410×294 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	4,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2.023,31 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	37,04 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	252,335 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	3 W
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	3 W
Dimmbar	Auflicht + Durchlicht, getrennt

Funktionen

Standard

