# KERN 315-408-405

Safety Set 20 g (M1); 200 g (M1)



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 315-408-405 |
| Modell-Reihe | SafetySets |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761245778 |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 20 g & 200 g |
| Gehäuse Aluminium | Zet315-000-000 |
| Gewichtsset Koffer | Im Aluminiumetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |
| Ist Gewichtsset | Yes |
| Anzahl der Gewichte im Set | 2 |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 150×115×70 mm |
| Bruttogewicht | 1,00 kg |
| Nettogewicht | 0,50 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 500 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-600-600 |

## Funktionen

Standard


1 DAY