KERN 326-05

Peso singolo, classe OIML F1, 20 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	326-05
Modello-Serie	326
Assortment	Bilance
Segment	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761247260
Modello precedente	326-5-2.018a; 326-5-2.025a; 326-5K+C; 327-65; 329-5
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Valore nominale	20 g
Tolleranza (OIML)	0,25 mg
Cassa in alluminio	317-050-600
Cassa in plastica	347-050-400
Cassa in legno	317-050-100

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Dati tecnici - Sistema di misura	
Valore nominale	20 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	0,25 mg
Densità (kg/m³)	7.960
Volume (cm³)	2,5

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	20×20×30 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	962-435

Funzioni

KERN 326-05

Peso singolo, classe OIML F1, 20 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

Standard

1 DAY

Option

DAkkS