KERN MBH 15K-3

Baby-Hängewaage zum ruhigen und sicheren Wiegen von Säuglingen im Wiegetuch



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MBH 15K-3
Modell-Reihe	MBH
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761503465
Geplanter Starttermin	2026-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	10 kg;15 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg;0,01 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	101×25×203 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2×15 V AAA
Betriebszeit	100 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 kg
Empfohlenes Justiergewicht	10 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	90 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×150×70 mm
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	690 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	2 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	77 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128H

Funktionen

Standard

