KERN 307-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	307-06
Modell-Reihe	307
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761314238
Vorgängermodell	307-6-2.021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 g
Toleranz (OIML)	0,03 mg
Gehäuse Aluminium	317-060-600
Gehäuse Kunststoff	317-060-400
Gehäuse Holz	317-060-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	50 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,03 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	6,25

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×28 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-236

Funktionen

Standard

KERN 307-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS