KERN OSE 421

Stereomikroskop in robuster, ergonomischer Ausführung – ideal für Werkstätten, Schulen und Ausbildung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OSE 421
Modell-Reihe	OSE-42
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761264380
Vorgängermodell	OSE 421-2.020a; OSE 422
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objektive	2x / 4x
Beleuchtung	1W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Standtyp	Mechanisch
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	5,5 mm
Gesichtsfeld max.	11 mm
Arbeitsabstand	57 mm
Abmessungen (B×T×H)	200×180×300 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Netzstecker	Innen Plus, Außen Minus
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar
Batteriefach	Intern - mit Deckel

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×310×225 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	189,846 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10,017 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	277,137 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	1 W
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	1 W
Dimmbar	Auflicht + Durchlicht, zusammen

Funktionen

Standard

