
KERN 440-49A

Der Klassiker im Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	440-49A
Modell-Reihe	440
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761068445
Vorgängermodell	440-49N
Nachfolgemodell	PCB 6.000-1
Geplanter Starttermin	2005b-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6.000 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,3 g
Minimales Stückgewicht	2 g
Wägefläche (d)	150×170 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	165×230×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	150×170 mm
Wägefläche (d)	150×170 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	9 V Block
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz 5A
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	20 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g
Mindestgewicht (USP)	200 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,1 g

Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	345×210×170 mm
Bruttogewicht	1,6 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	17 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.206 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	15 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	201 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	78 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	200 mg
Minimales Stückgewicht	2 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

