KERN MGD 100K-1

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MGD 100K-1
Modell-Reihe	MGD
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Handelsstückliste nelement;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761202085
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägekapazität	180 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×19 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Glas
Wägefläche (d)	300×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×300 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	300×300×19 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	40 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2xCR2.032
Betriebszeit	100 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb;lb:st
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×320×32 mm
Bruttogewicht	1,8 kg

KERN MGD 100K-1

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	22 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	432 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	7 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard

