KERN PNS 600-3

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PNS 600-3
Modell-Reihe	PNS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761183995
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,004 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	140 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	196×293×266 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	140 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	140 mm
Material Windschutz	Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,004 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	600 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s

KERN PNS 600-3

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

Tara-Bereich	620 g
Anwärmzeit	4 h
Karat - maximale Kapazität	3.100 ct
Karat - Ablesung	0,01 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	321×410×329 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	2,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	905 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g

Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	620.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Technische Daten - Beleuchtung

Windschutz optional erhältlich	Yes

Technische Daten - Feuchtemessung


Windschutz optional erhältlich	Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-103

Funktionen

Standard



Option

