KERN MPI 200K-1

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPI 200K-1
Modell-Reihe	MPI
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Handelsstückliste nelement;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761203310
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	200 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	430×370 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	430×370 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	434×370×40 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	30 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4x 1,5V AAA
Betriebszeit	20 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 1,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,3 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×420×83 mm
Bruttogewicht	3,6 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	27 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	826 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	16 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	46 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard

