KERN 347-096

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 500 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-096
Modell-Reihe	T347-6
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256231
Vorgängermodell	347-496
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	500 g
Toleranz (OIML)	25 mg
Gehäuse Kunststoff	347-110-400

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	59,5238

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×93 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-639

Funktionen

Standard

KERN 347-096

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 500 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Option

