KERN 327-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	327-04
Modell-Reihe	327
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761247109
Vorgängermodell	327-4-2.025a
Geplanter Starttermin	2026-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 g
Toleranz (OIML)	0,2 mg
Gehäuse Aluminium	317-040-600
Gehäuse Kunststoff	347-050-400
Gehäuse Holz	317-040-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	10 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,2 mg
Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	1,25

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×19 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-434

Funktionen

Standard

KERN 327-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS