KERN PWS 8000-1

Hochauflösende Präzisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PWS 8000-1
Modell-Reihe	PWS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761502994
Vorgängermodell	PWS 8.000-1-2.025a
Geplanter Starttermin	2027K -1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	JP

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	8.200 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,2 g
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	190×190 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	310×205×85 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Edelstahl
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	190×190 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Mindestgewicht (USP)	200 g
Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (F2); 5 kg (F2)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	8.200 g
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

KERN PWS 8000-1

Hochauflösende Präzisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	408×315×220 mm
Bruttogewicht	4,2 kg
Nettogewicht	2,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	905 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	82.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

