KERN ABT 100-5NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ABT 100-5NM
Model-Serie	ABT
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761185517
Date de début prévue	2016-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	PH

Données techniques - Primaire	
Portée Max	101 g
Lecture	0,00001 g
Répétabilité	0,00005 g
Linéarité	± 0,00015 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	200×240×260 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	217×356×338 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Métal
Taille de la plate-forme (L×P×H)	168×172×223 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique);Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,00015 g
Poids minimum (USP)	100 mg
Lecture	0,00001 g
Répétabilité	0,00005 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	10 s
Plage de tarage	101 g

KERN ABT 100-5NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell

Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Single-Cell
Unités de pesage	Ct;g

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	433×684×647 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	4.805 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	1.010.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	0,1 mg
Poids minimum de la pièce	1 mg

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification E	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,001 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard



Option

