KERN 366-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	366-76
Modell-Reihe	T3x6-7
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241824
Nachfolgemodell	366-76-2.025e
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	150×75×84 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×75×84 mm
Bruttogewicht	5,0 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-643

Funktionen

Standard

KERN 366-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

1 DAY

Option

DAkkS