KERN EMS 300-3

Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EMS 300-3
Modell-Reihe	EMS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761133129
Geplanter Starttermin	2013-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Linearität	± 0,005 g
Wägefläche (d)	105 mm
Empfohlenes Justiergewicht	300 g (F1)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	200×280×65 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff, ableitfähig lackiert
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	105 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	9 V Block
Betriebszeit	40 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Einstellgewicht	300 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	300 g
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C

Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	40 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	240×485×170 mm
Bruttogewicht	2,2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	397,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	397,5 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten


Auflösung der Zählung	150.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 mg
Minimales Stückgewicht	20 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

