# KERN 307-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 307-07 |
| Modell-Reihe | 307 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML E1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761314245 |
| Vorgängermodell | 37-7-2.021a |
| Geplanter Starttermin | 2022-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 100 g |
| Toleranz (OIML) | 0,05 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-070-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 317-070-400 |
| Gehäuse Holz | 317-070-100 |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 100 g |
| OIML-Klasse | E1 |
| OIML-konform | Yes |
| Toleranz (OIML) | 0,05 mg |
| Dichte (kg/m³) | 8.000 |
| Volumen (cm³) | 12,5 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 22×22×38 mm |
| Bruttogewicht | 0,10 kg |
| Nettogewicht | 0,10 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-237 |

## Funktionen

Standard

# KERN 307-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert




Option

