KERN 333-03

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	333-03
Modell-Reihe	333
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761005624
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 100 g
Gehäuse Holz	353-430-200
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	21
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg - 100 g
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	151×91×49 mm
Bruttogewicht	0,65 kg
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-402

Funktionen

Standard

KERN 333-03

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS