
KERN TVS 50KN80-LD

Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	TVS 50KN80-LD
Modell-Reihe	TVS-LD
Assortment	Prüf-& Messgeräte
Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Prüfstände (motorisiert)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761343764
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	90249000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Max. Kraft	50 kN

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	255×480×1.670 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Führungssäule(n) - Abstand	295 mm
Befestigungsgewinde	Gewindebohrung - 1x M18, 4x M10

Technische Daten - Anzeige	
Typ der Anzeige	LED Segmente

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Eingangsspannung der Stromversorgung / max.	230 V AC, 50 Hz
Steckdose für Netzgerät	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter

Technische Daten - Messsystem	
Verfahrgeschwindigkeit - min.	1 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit - max.	80 mm/min
Max. Verfahrweg	210 mm

Technische Daten - Funktionen	
Elektrische Endschalter	Yes
Wiederholfunktion	Yes
Anzeige der Geschwindigkeit	Yes

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	600×410×1.790 mm
Bruttogewicht	175 kg
Nettogewicht	150 kg
Versandart	Spedition
UN-Nummer	Kein Gefahrgut
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	17 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	2,6 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	3 kg
Lieferzeiten	2 d

Funktionen

Standard

