# KERN OZL 468C832

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion als digitale Lösung für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | OZL 468C832 |
| Modell-Reihe | OZL-S |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Stereomikroskope |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761228863 |
| Geplanter Starttermin | 2019-2HJ |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Optisches System | Greenough |
| Tubus | Trinokular |
| Objektive | 0,7x - 4,5x |
| Beleuchtung | 3W LED (Durchlicht) |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| System | Aufrecht |
| Winkel des Tubus | 45° |
| Rotation des Tubus | Yes |
| Standtyp | Mechanisch |
| Fläche des Ständers | 290×240 mm |
| Durchmesser des Halters | 76 mm |
| Augenabstand (max) | 75 mm |
| Augenabstand (min) | 55 mm |
| Einstellbare Dioptrie | Beidseitig |
| Fokussiermechanik | Grobtrieb |
| Gesichtsfeld min | 4,4 mm |
| Gesichtsfeld max. | 28,6 mm |
| Arbeitsabstand | 105 mm |
| Probenhöhe max | 140 mm |
| Maximale Auflösung | 0,0037 mm |
| Abmessungen (B×T×H) | 300×240×490 mm |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Art der Spannungsversorgung | Eingebautes Netzteil |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzstecker | Kaltgerätekabel |
| Schutzklasse | Schutzklasse I - Schutzleiter |
| Kabelbefestigung | Abnehmbar |
| Schnittstellen | USB 3.0 |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |

| Technische Daten - Verpackung & Versand |
|---|

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 590×440×390 mm |
| Bruttogewicht | 7 kg |
| Nettogewicht | 5,0 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Verifizierung

| | |
|---|---|
| WEEE | Yes |

## Technische Daten - Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Beleuchtungsrichtungen | Durchlicht |
| Art des durchgelassenen Lichts | LED |
| Durchlichtintensität | 3 W |
| Art des einfallenden Lichts | LED |
| Intensität des einfallenden Lichts | 3 W |
| Dimmbar | Auflicht + Durchlicht, getrennt |

## Funktionen

Standard

