
KERN 338-01

Milligrammgewicht, F2, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	338-01
Modell-Reihe	T338-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761240223
Vorgängermodell	338-1-219a
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg
Toleranz (OIML)	0,06 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Yes

Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	0,0004

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-451

Funktionen

Standard

KERN 338-01

Milligrammgewicht, F2, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS